

Anti-Ncstn Pab De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Numéro d'article: CM0015363



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la NCSTN (nicastrine) humaine, une sous-unité de la gamma-sécrétase. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la signalisation Notch.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCSTN pAb de lapin
Remarques/Alias	ATAG1874; NCSTN
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23385
Identifiant du gène	23385
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 429-669 de la NCSTN humaine (NP_056146.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92542
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace