


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ncstn Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92542

Numéro d'article: CM0015485



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NCSTN humain (Nicastrine, sous-unité de la gamma-sécrétase) pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'humain, la souris, le rat. Utile pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les études de signalisation Notch.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCSTN Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATAG1874; NCSTN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23385
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-578 du NCSTN humain (NP_056146.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92542
Poids moléculaire protéique	78 kDa
Expédition	Sac de glace