

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Nctr2 Pour Wb, Elisa - O95944

Numéro d'article: CM0004614



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine NCTR2 (NKp44, CD336) pour WB et ELISA. Réagit chez l'homme ; idéal pour la recherche sur la cytotoxicité des cellules tueuses naturelles et la surveillance immunitaire tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NCTR2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	LY95 ; CD336 ; NKp44 ; NK-p44 ; dJ149M18.1 ; NCTR2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9436
Identifiant du gène	9436
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine humaine NCTR2 (O95944).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O95944
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace