


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndc1 Pour Wb, Elisa - Q9Btx1

Numéro d'article: CM0019712



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NDC1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Reconnaît le NDC1 humain, de souris et de rat (~76kDa), une nucléoporeine critique pour l'assemblage du complexe du pore nucléaire. Idéal pour la recherche IVD et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NET3; TMEM48; NDC1
Espèce	Humain
GeneID	55706
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 340-530 du NDC1 humain (NP_060557.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BTX1
Poids de la protéine	76kDa
Expédition	Sac de glace