

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nde1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nxr1

Numéro d'article: CM0027815



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-NDE1 validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine NDE1 humaine, souris et rat. Critique pour l'orientation du fuseau mitotique et le développement du cortex cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	NDE; LIS4; MHAC; NUDE; NUDE1; HOM-TES-87; NDE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54820
GeneID	54820
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-110 de NDE1 humaine (NP_060138.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NXR1
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace