

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndel1 (Nudel) Pour Wb, Elisa - Q9Gzm8

Numéro d'article: CM0025464



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-NDEL1 (NUDEL) de haute qualité validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée humaine et souris. Idéal pour l'étude de l'organisation des microtubules, la régulation de la dynéine et la migration neuronale. Poids moléculaire 38kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NUDEL/NDEL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	81565
ID de gène	81565
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-345 de NUDEL/NUDEL/NDEL1 humain (NP_110435.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9GZM8
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace