


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ndp52 Pour Wb, Elisa - Q13137

Numéro d'article: CM0005544



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant de haute qualité dirigé contre la protéine NDP52 (CALCOCO2) humaine, validé pour le Western Blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'autophagie et de la dégradation des bactéries intracellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] NDP52 mAb lapin
Remarques / Alias	NDP52
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10241
GeneID	10241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de la NDP52 humaine (NP_005822.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q13137
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace