


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndp52 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13137

Numéro d'article: CM0027700



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NDP52 pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat ; détecte le récepteur de xénophagie CALCOCO2 ; poids moléculaire ~52 kDa ; pour la recherche sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDP52 Lapin pAb
Remarques/Alias	NDP52
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10241
ID de gène	10241
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-283 de NDP52 humain (NP_005822.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13137
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace