


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-NdrG1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92597

Numéro d'article: CM0010294



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin anti-NDRG1 est validé pour le Western blot, l'IHC (paraffine) et l'ELISA, et réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie tumorale et en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDRG1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GC4; RTP; DRG1; NDR1; NMSL; TDD5; CAP43; CMT4D; DRG-1; HMSNL; RIT42; TARG1; PROXY1; NDRG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10397
GeneID	10397
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 295-394 de NDRG1 humain (Q92597).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92597
Poids Protéique	43kDa
Expédition	Sac de glace