


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-NdrG2 Pour Wb, Elisa - Q9Un36

Numéro d'article: CM0025837



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NDRG2, un suppresseur de tumeur impliqué dans la signalisation Wnt. Validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. Adapté à la recherche sur le cancer et la neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDRG2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SYLD ; NDRG2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	57447
ID du gène	57447
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 138-357 de la NDRG2 humaine (NP_963832.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UN36
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace