


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-NdrG3 Pour Wb Et Elisa - Q9Ugv2

Numéro d'article: CM0013436



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NDRG3 validé pour la WB et l'ELISA. Cible la protéine NDRG3 humaine et murine (41 kDa), exprimée ubiquitairement avec une forte expression dans le cerveau. Convient à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDRG3 pAb de lapin
Remarques/Alias	NDRG3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	57446
GeneID	57446
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 184 à 363 de la protéine NDRG3 humaine (NP_071922.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q9UGV2
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant