

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-NdrG4 Pour Wb - Q9Ulp0

Numéro d'article: CM0020575

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NDRG4 humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le développement cérébral, le stress ischémique et la signalisation neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NDRG4
Remarques/Alias	BDM1 ; SMAP8 ; SMAP-8 ; NDRG4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	65009
GeneID	65009
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-220 du NDRG4 humain (NP_001229765.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULP0
Poids protéique	38 kDa
Expédition	Sac de glace