

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndst1 Pour Wb, Elisa - P52848

Numéro d'article: CM0020347



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la NDST1 humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte la NDST1 humaine et murine, une enzyme clé dans la biosynthèse de l'héparane sulfate. Idéal pour la recherche en glycobiologie et en inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NDST1
Remarques / Alias	HSST ; NST1 ; MRT46 ; NDST1
Espèce	Humain
GeneID	3340
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-170 de la NDST1 humaine (NP_001534.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P52848
Poids protéique	101 kDa
Expédition	Sac de glace