


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ndufa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15239

Numéro d'article: CM0002622



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-NDUFA1 de haute qualité validé pour WB, IHC-P et ELISA. Cible la sous-unité du complexe I mitochondrial humain, idéal pour la recherche sur la chaîne respiratoire et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | NDUFA1 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)                                                                                                               |
| Remarques/Alias             | MWFE ; ZNF183 ; CI-MWFE ; MC1DN12 ; NDUFA1                                                                                                               |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                                   |
| GenelD (humain)             | 4694                                                                                                                                                     |
| GenelD                      | 4694                                                                                                                                                     |
| Immunogène                  | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 70 de la protéine NDUFA1 humaine (O15239). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                                    |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                    |
| Application                 | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                         |
| Réactivité croisée          | Humain                                                                                                                                                   |
| SWISS                       | O15239                                                                                                                                                   |
| Poids moléculaire protéique | 8 kDa                                                                                                                                                    |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                                             |