


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufa1 Pour Wb, Elisa - O15239

Numéro d'article: CM0027101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NDUFA1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'Homme, la Souris et le Rat. Cible la sous-unité accessoire du Complexe I mitochondrial, principalement exprimée dans le cœur et le muscle squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFA1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MWFE; ZNF183; CI-MWFE; MC1DN12; NDUFA1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	4694
Identifiant de gène	4694
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 70 de la NDUFA1 humaine (NP_004532.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15239
Poids de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac isotherme