


Anti-Ndufa10 (Ci-42Kd) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb Et Elisa - O95299

Numéro d'article: CM0014236



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NDUF10 (CI-42kD), une sous-unité accessoire du Complexe I mitochondrial. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études sur la chaîne respiratoire et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDUF10 Lapin pAb
Remarques/Alias	CI-42k; CI-42KD; MC1DN22; NDUF10
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4705
ID de Gène	4705
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-300 de NDUF10 humain (NP_004535.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95299
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace