


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufa12 Pour Wb - Q9Ui09

Numéro d'article: CM0027558



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NDUFA12 pour applications WB et ELISA, détectant l'NDUFA12 humain, souris et rat (17 kDa). Idéal pour la recherche sur le Complexe I mitochondrial et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFA12 Rabbit pAb
Remarques / Alias	B17.2; DAP13; MC1DN23; NDUFA12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55967
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 145 de l'NDUFA12 humain (NP_061326.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UI09
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace