

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufa4L2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nrx3

Numéro d'article: CM0017208

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NDUFA4L2 (COXFA4L2) humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'hypoxie et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDUFA4L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	NUOMS; MISTRH; COXFA4L2; NDUFA4L2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	56901
GenelD	56901
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-87 du NDUFA4L2 humain (NP_064527.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRX3
Poids Protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace