


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufa5 Pour Wb, Elisa - Q16718

Numéro d'article: CM0025868



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NDUF5, une sous-unité accessoire du Complexe I. Validé en WB et ELISA pour des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour la recherche sur la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUF5 Lapin pAb
Remarques/Alias	B13, NUFM, UQOR13, CI-13kB, CI-13KD-B, NDUF5
Espèce	Humain
ID de gène	4698
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-116 de NDUF5 humain (NP_004991.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16718
Poids moléculaire	13kDa
Expédition	Sac de glace