

Anticorps Polyclonal Anti-Ndufa5 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16718

Numéro d'article: CM0015288



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-NDUFA5 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Détecte la sous-unité de 13kDa du complexe mitochondrial I, fortement exprimée dans le cœur, le muscle et le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFA5 Lapin pAb
Remarques/Alias	B13; NUFM; UQOR13; CI-13kB; CI-13KD-B; NDUFA5
Espèce	Humain
GeneID	4698 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-116 de NDUFA5 humain (NP_004991.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16718
Poids de la protéine	13kDa
Expédition	Sac de glace