


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufa6 Pour Wb Et Elisa - P56556

Numéro d'article: CM0028747



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre NDUFA6 humain, validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le complexe I mitochondrial et les études de la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDUFA6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	B14 ; LYRM6 ; CI-B14 ; MC1DN33 ; NADHB14 ; NDUFA6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4700
GeneID	4700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-154 de NDUFA6 humain (NP_002481.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56556
Poids Moléculaire Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace