


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufa7 Pour Wb, Elisa - 095182

Numéro d'article: CM0024128



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NDUF7 humain, une sous-unité du complexe I mitochondrial. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la phosphorylation oxydative et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NDUF7
Remarques/Alias	B14.5a ; CI-B14.5a ; NDUF7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4701
GeneID	4701
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de NDUF7 humain (NP_004992.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O95182
Poids moléculaire de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace