

Anticorps Polyclonal Anti-Ndufa7 (Validé Ko) Pour Wb & Elisa - 095182

Numéro d'article: CM0026477



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NDUF7 (CI-B14.5a), une sous-unité accessoire du complexe I mitochondrial. Validé KO pour WB et ELISA dans des échantillons humains, de souris et de rat. Pour la recherche sur la chaîne respiratoire et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] NDUF7 pAb de lapin
Remarques/Alias	B14.5a; CI-B14.5a; A7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4701
ID de gène	4701
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de la NDUF7 humaine (NP_004992.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095182
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace