


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufa8 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51970

Numéro d'article: CM0016938



Introduction

Le pAc de lapin anti-NDUFA8 détecte la sous-unité de 20 kDa du Complexe I mitochondrial. Validé en WB, IF/ICC, IP et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la chaîne respiratoire et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFA8 pAc Lapin
Remarques/Alias	PGIV; CI-19KD; CI-PGIV; MC1DN37; NDUFA8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4702
ID de gène	4702
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51970
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace