


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufa9 Pour Wb Et Elisa - Q16795

Numéro d'article: CM0025639



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NDUF9 (CI-39kD), une sous-unité du complexe I mitochondrial. Validé pour le WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les mitochondries et la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NDUF9
Remarques/Alias	CC6; CI39k; COQ11; CI-39k; MC1DN26; NDUFS2L; SDR22E1; NDUF9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4704
GeneID	4704
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la NDUF9 humaine (NP_004993.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16795
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace