


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufab1 Pour If/Icc Et Elisa - O14561

Numéro d'article: CM0020783



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NDUFAB1 mitochondrial, validé pour IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour étudier le Complexe I, le métabolisme des acides gras et la biogenèse des clusters fer-soufre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFAB1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACP; ACP1; SDAP; FASN2A; NDUFAB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4706
GeneID	4706
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 de NDUFAB1 humain (NP_004994.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O14561
Poids protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace