


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufab1 Pour Wb, Elisa - O14561

Numéro d'article: CM0020898



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NDUFAB1 humain (O14561), une protéine porteuse d'acyle et une sous-unité du complexe I. Validé pour WB, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la synthèse des acides gras mitochondriaux et le complexe I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NDUFAB1
Remarques/Alias	ACP ; ACP1 ; SDAP ; FASN2A ; NDUFAB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4706
GeneID	4706
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-156 du NDUFAB1 humain (NP_004994.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14561
Poids protéique	17 kDa
Expédition	Sac de glace