

Anticorps Monoclonal Anti-Ndufaf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y375

Numéro d'article: CM0009659

Introduction

Anticorps monoclonal Anti-NDUFAF1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Anticorps recombinant de lapin pour l'étude de l'assemblage du complexe I mitochondrial. Réagit avec le humain, 38 kDa. Convient pour la recherche sur les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDUFAF1 Lapin mAb
Remarques/Alias	CGI65; CIA30; CGI-65; MC1DN11; NDUFAF1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	51103
ID de Gène	51103
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du NDUFAF1 humain (Q9Y375)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9Y375
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace