

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufaf2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N183

Numéro d'article: CM0014972

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NDUFAF2 (B17.2L, mimitin), un facteur d'assemblage du complexe I mitochondrial. Validé en WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Pour la recherche sur les maladies mitochondriales et les cils.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NDUFAF2
Remarques/Alias	MMTN ; B17.2L ; MC1DN10 ; mimitin ; NDUFA12L ; NDUFAF2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	91942
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-169 de NDUFAF2 humain (NP_777549.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N183
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace