

Anticorps Polyclonal Anti-Ndufaf4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P032

Numéro d'article: CM0016810

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NDUFAF4 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de l'assemblage du complexe mitochondrial I et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFAF4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	My013; C6orf66; HRPAP20; HSPC125; MC1DN15; bA22L21.1; NDUFAF4
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	29078
ID du gène	29078
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9P032
Poids moléculaire	20 kDa
Expédition	Sac réfrigérant