


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufb1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75438

Numéro d'article: CM0019816



Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-NDUFB1 est validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Il réagit avec la NDUFB1 humaine et murine, une sous-unité du complexe mitochondrial I. Idéal pour la recherche sur les mitochondries et la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NDUFB1
Remarques/Alias	MNLL; CI-MNLL; CI-SGDH; NDUFB1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4707
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 de la NDUFB1 humaine (NP_004536.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75438
Poids de la protéine	7 kDa
Expédition	Sac de glace