


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufb10 Pour Wb, Ip, Elisa - O96000

Numéro d'article: CM0026626



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NDUFB10 humain, une sous-unité accessoire du complexe I mitochondrial. Validé pour WB, IP, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Convient pour les études sur la chaîne respiratoire et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFB10 Lapin pAb
Remarques/Alias	PDSW ; MC1DN35 ; NDUFB10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4716
GeneID	4716
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-172 de NDUFB10 humain (NP_004539.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	O96000
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace