


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufb11 Pour Wb, Elisa - Q9Nx14

Numéro d'article: CM0015432



Introduction

Le pAc de lapin anti-NDUFB11 est un anticorps polyclonal spécifique pour le NDUFB11 humain, une sous-unité du Complexe I mitochondrial, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la chaîne respiratoire et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	NDUFB11 Lapin pAb
Remarques/Alias	ESSS; Np15; P17.3; NP17.3; CI-ESSS; MC1DN30; NDUFB11
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	54539
ID de Gène	54539
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-163 du NDUFB11 humain (NP_061929.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NX14
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace