


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufb3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43676

Numéro d'article: CM0012872



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant NDUFB3 (Complexe I-B12, 11 kDa), validé pour le western blot, l'immunofluorescence/immunocytochimie et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour explorer la fonction de la chaîne respiratoire mitochondriale et les troubles associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-NDUFB3
Remarques/Alias	B12 ; CI-B12 ; MC1DN25 ; NDUFB3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4709
ID de gène	4709
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-98 de la NDUFB3 humaine (NP_002482.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O43676
Poids de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace