

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufb4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95168

Numéro d'article: CM0014661



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le NDUF4 humain, une sous-unité du Complexe I. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient aux études mitochondriales et de la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUF4 Lapin pAb
Remarques/Alias	B15; Cl-B15; B4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4710
ID de gène	4710
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 du NDUF4 humain (NP_001161803.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95168
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace