


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufb7 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc - P17568

Numéro d'article: CM0014215



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le NDUFB7 humain (sous-unité 7 du sous-complexe bêta 1 de la NADH déshydrogénase [ubiquinone]) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la sous-unité B18 du complexe I mitochondrial de souris et de rat. Soutient la recherche sur les maladies mitochondriales et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-NDUFB7
Remarques/Alias	B18, CI-B18, MC1DN39, NDUFB7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4713
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-137 du NDUFB7 humain (NP_004137.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17568
Poids de la protéine	16kDa
Expédition	Sac de glace