


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufb8 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095169

Numéro d'article: CM0024201



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la NDUFB8 humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Spécifique pour la sous-unité accessoire du complexe I mitochondrial chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	NDUFB8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ASHI, CI-ASHI, MC1DN32, NDUFB8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4714
GeneID	4714
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-186 de la NDUFB8 humaine (NP_004995.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095169
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace