


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ndufb8 Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - O95169

Numéro d'article: CM0002115



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre la NDUFB8 humaine, une sous-unité accessoire du complexe I mitochondrial. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'approvisionnement en matières premières IVD et la recherche sur les dysfonctions mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-NDUFB8
Remarques/Alias	ASHI; CI-ASHI; MC1DN32; NDUFB8
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4714
ID du gène	4714
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 150 de la NDUFB8 humaine (O95169).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95169
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace