

Anticorps Polyclonal Anti-Ndufb9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Numéro d'article: CM0022525



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine NDUFB9, une sous-unité accessoire du complexe I mitochondrial. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	NDUFB9 Anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; MC1DN24; NDUFB9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4715
GeneID	4715
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-170 de la NDUFB9 humaine (NP_004996.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6M9
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace