

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ndufb9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6M9

Numéro d'article: CM0002250



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la NDUFB9 humaine, une sous-unité du Complexe I mitochondrial. Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-NDUFB9
Remarques / Alias	B22; LYRM3; CI-B22; UQOR22; NDUFB9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4715
GeneID	4715
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 80-170 de la NDUFB9 humaine (Q9Y6M9)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6M9
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace