


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufc2 Pour Wb, Elisa - 095298

Numéro d'article: CM0029564



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant NDUFC2 (sous-unité B14.5b du complexe I) pour applications WB et ELISA. Réaction croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFC2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HLC-1; B14.5b; MC1DN36; NADHDH2; CI-B14.5b; NDUFC2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4718
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de NDUFC2 humain (NP_004540.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95298
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace