


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ndufc2 Pour Wb, Elisa - 095298

Numéro d'article: CM0002440



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le NDUFC2 humain (CI-B14.5b), validé pour le WB et l'ELISA. Cible la région N-terminale (aa 1-119) de cette sous-unité accessoire de 14 kDa du complexe I mitochondrial, soutenant la recherche sur l'assemblage de la chaîne de transport d'électrons et les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFC2 AcM de lapin
Remarques/Alias	HLC-1 ; B14.5b ; MC1DN36 ; NADHDH2 ; CI-B14.5b ; NDUFC2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	4718
GenelD	4718
Immunogène	Protéine recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-119 du NDUFC2 humain (NP_004540.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	095298
Poids moléculaire protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace