


Anticorps Monoclonal Anti-Ndufs1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Numéro d'article: CM0007465



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le NDUF51 humain, adapté à la WB, à l'IHC-P et à l'ELISA. Détecte le NDUF51 endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat. Conçu pour les études du complexe mitochondrial I et la recherche sur la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-NDUF51
Remarques/alias	CI-75k ; MC1DN5 ; CI-75Kd ; PRO1304 ; NDUF51
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	4719
GenelD	4719
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-290 du NDUF51 humain (NP_004997.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P28331
Poids moléculaire	79 kDa
Expédition	Giant réfrigérant