


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufs1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P28331

Numéro d'article: CM0029683



### Introduction

pAc de Lapin NDUF51 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Cible le NDUF51 humain (CI-75kD), une sous-unité centrale du Complexe I essentielle pour le transport des électrons mitochondriaux. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

| Nom du Produit     | pAc de Lapin NDUF51                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques/Alias    | CI-75k; MC1DN5; CI-75Kd; PRO1304; NDUF51                                                                                     |
| Espèce             | Humain                                                                                                                       |
| GeneID (Humain)    | 4719                                                                                                                         |
| GeneID             | 4719                                                                                                                         |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-290 du NDUF51 humain (NP_004997.4) |
| Source             | Lapin                                                                                                                        |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                        |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité Croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                          |
| SWISS              | P28331                                                                                                                       |
| Poids Moléculaire  | 79kDa                                                                                                                        |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                 |