


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ndufs1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28331

Numéro d'article: CM0023940



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin NDUFS1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible la sous-unité 75 kDa de la NADH-ubiquinone oxydoréductase humaine (Complexe I-75kD). Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Idéal pour la recherche et le diagnostic du complexe I mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin NDUFS1
Remarques/Alias	CI-75k, MC1DN5, CI-75Kd, PRO1304, NDUFS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4719
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-290 de NDUFS1 humain (NP_004997.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28331
Poids moléculaire protéique	79kDa
Expédition	Sac de glace