


Anticorps Monoclonal Anti-Ndufs2 Pour Wb Et Elisa - 075306

Numéro d'article: CM0003501



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine NDUF52 humaine (CI-49), adapté pour le Western Blot et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Validé pour la recherche sur le Complexe I mitochondrial et la phosphorylation oxydative.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUF52 mAb lapin
Remarques / Alias	CI-49; MC1DN6; NDUF52
Espèce	Humain
Identifiant du gène	4720
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-434 de la NDUF52 humaine (NP_004541.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075306
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace