

Anticorps Polyclonal Anti-Ndufs2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 075306

Numéro d'article: CM0014766



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO spécifique de NDUFS2. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient aux applications WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Idéal pour la recherche sur le complexe I mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] NDUFS2 pAb de lapin
Remarques/Alias	CI-49 ; MC1DN6 ; S2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4720
GeneID	4720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 204-463 de NDUFS2 humain (NP_004541.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075306
Poids moléculaire protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace