


Anticorps Monoclonal Anti-Ndufs3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075489

Numéro d'article: CM0012257



Introduction

Anticorps monoclonal anti-NDUFS3 de lapin, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la NDUFS3 humaine et de rat, une sous-unité centrale du Complexe I mitochondrial (~30 kDa). Idéal pour la recherche sur les maladies mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFS3 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4722
ID du gène	4722
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 165 et 264 de la NDUFS3 humaine (075489).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	075489
Poids protéique	30 kDa
Expédition	Sac de glace