


Anticorps Polyclonal Anti-Ndufs3 Pour Wb Et Elisa - 075489

Numéro d'article: CM0026496



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine NDUFS3, une sous-unité centrale du Complexe I mitochondrial. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la fonction de la chaîne respiratoire mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	NDUFS3 pAb de lapin
Remarques / Alias	CI-30; MC1DN8; NDUFS3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4722
GeneID	4722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-264 de la NDUFS3 humaine (NP_004542.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	075489
Poids de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac de glace