


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ndufs3 (Complexe I-30Kd) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O75489

Numéro d'article: CM0007610



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant anti-NDUFS3 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Il reconnaît la NDUFS3 (30 kDa) humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le complexe I mitochondrial et les études de la chaîne respiratoire - O75489.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb lapin anti-NDUFS3                                                                                                             |
| Remarques / Alias    | CI-30; MC1DN8; NDUFS3                                                                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                            |
| GeneID (Humain)      | 4722                                                                                                                              |
| GeneID               | 4722                                                                                                                              |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 37-264 de la NDUFS3 humaine (NP_004542.1). |
| Origine              | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                             |
| Application          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                | O75489                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 30 kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sachet isotherme réfrigéré                                                                                                        |